



REESTABELECIMENTO DA ESTÉTICA ATRAVÉS DE RESTAURAÇÕES DIRETAS EM RESINA COMPOSTA

Susana Mairlla de Sousa Martins, Clenia Emanuela de Sousa Andrade, Ayala Formiga Medeiros, Thays de Oliveira Ramos, Danielle do Nascimento Barbosa
susanamartins450@gmail.com

Universidade Estadual da Paraíba – UEPB Campus VIII

Categoria: Relato de caso

Introdução: As pessoas estão buscando cada vez mais os procedimentos estéticos nos consultórios dentários, dentre os mais procurados temos o clareamento dentário. Este procedimento, além de recuperar a harmonia do sorriso ele melhora consideravelmente a autoestima do paciente. O problema é que o clareamento não age nas restaurações de resina composta, dessa maneira, pacientes que possuem restaurações em resina composta anterior devem, após o clareamento, realizar a substituição dessas resinas. **Relato de caso:** Paciente R.R.A.S., 24 anos, sexo masculino, procurou o serviço odontológico da clínica escola da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB – Campus VIII) para realizar o branqueamento dos dentes, pois o aspecto amarelado o incomodava. Ao exame clínico foi observado que o paciente possuía restaurações classe III na distal do dente 11, e na mesial dos dentes 12 e 23, restauração classe IV no dente 22. Na mesma sessão foi feita a primeira sessão do clareamento dentário de consultório usando Whiteness HP 35% (FGM®). Antes da aplicação do gel foi realizada a profilaxia com pedra pomes e água e a aplicação da barreira gengival. O mesmo protocolo foi realizado na segunda sessão do clareamento. Após quinze dias foi iniciada a substituição das restaurações em resina composta, usando resinas nanoparticulada WD, WB e WE Filtek Z350XT (3M®) para dentes clareados. Primeiro foi feita a substituição da classe IV do dente 22 e a classe III do dente 23. Para isso, foi realizada a anestesia infiltrativa do dente 22, a seleção de cor, a remoção da restauração antiga, o isolamento do campo, condicionamento ácido com ácido fosfórico 37% e aplicação do sistema adesivo e fotopolimerização. Em seguida, foi construída a restauração em resina composta respeitando a anatomia dos dentes homólogos. Os mesmos passos foram realizados para a substituição das restaurações classe III dos dentes 11 e 12 na sessão seguinte. **Considerações finais:** Dessa maneira, podemos concluir que procedimentos estéticos como esse melhora consideravelmente o aspecto do sorriso dos pacientes, melhorando a cor e a forma dos dentes envolvidos, além disso, recupera a autoestima e a autoconfiança do paciente.

Descritores: Odontologia; Dentística Operatória; Estética Dentária.